


PID: 075

UID:

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019 14:25



STRZYKAWKI DO PIPETORA STRZYKAWKOWEGO STEPMATE STEPPER



OPIS OGÓLNY

Strzykawki do pipetora strzykawkowego **StepMate Stepper**.

MODELE

- strzykawka **0,5 mL**, piston PE-HD, zbiornik PP, op. 5 szt.; nr kat.: 17900032
- strzykawka **1,25 mL**, piston PE-HD, zbiornik PP, op. 5 szt.; nr kat.: 17900033
- strzykawka **2,5 mL**, piston PE-HD, zbiornik PP, op. 5 szt.; nr kat.: 17900034
- strzykawka **5,0 mL**, piston PE-HD, zbiornik PP, op. 5 szt.; nr kat.: 17900035
- strzykawka **12,5 mL**, piston PE-HD, zbiornik PP, op. 5 szt.; nr kat.: 17900036
- strzykawka **25 mL**, piston PE-HD, zbiornik PP, op. 2 szt. wraz z adapterem; nr kat.: 17900037
- strzykawka **50 mL**, piston PE-HD, zbiornik PP, op. 2 szt. wraz z adapterem; nr kat.: 17900038
- strzykawka **25/50 mL**, piston PE-HD, zbiornik PP, op. 10 szt.; nr kat.: 17400083

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl