

PID: 096

UID:

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2019 09:44



BLOK GRZEWczy DLA PRÓBÓWEK 0,5 ML X 40 DO MODELU HB120-S

OPIS OGÓLNY

Blok grzewczy dla próbek o poj. 0,5 mL, 40 dołków, Ø8,2 mm, głębokość dołka: 26,4 mm.

Do modelu **HB120-S**.



MODELE

Blok grzewczy 40 x 0,5 mL, nr kat.: 18900219

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl