

PID: 5032102100

UID: 077-00

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019 13:31



TERMOBLOK Z CHŁODZENIEM HC110-PRO

OPIS OGÓLNY



Termoblok **HC110-Pro** dzięki wymiennym blokom na próbówki różnej pojemności oraz mikro płytki jest urządzeniem o szerokim zastosowaniu w badaniach laboratoryjnych m.in. syntezie genetycznej, denaturacji kwasów nukleinowych i białek, reakcjach enzymatycznych, wzroście bakterii itp.

Właściwości:

precyzyjna kontrola grzania i chłodzenia - to doskonały system kontroli temperatury w zakresie od 25°C poniżej temp. otoczenia do +110°C z dokładnością $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$ (w temp. 20-45°C),
dostępne różne rodzaje bloków grzejnych,
programowalny.

MODELE

- **HC110-Pro**; nr kat.: 521212207777

CERTYFIKATY

CE

MODEL	HC110-Pro
Funkcje	grzanie i chłodzenie
Zakres temperatury	25°C poniżej temp. otoczenia do ~110°C
Dokładność regulacji temperatury (20-45°C)	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Rozkład temperatury (20-45°C)	Max. $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Maksymalna prędkość grzania	5,5°C/min.
Maksymalna prędkość chłodzenia	0,5°C (poniżej temp. otoczenia)
Wyświetlacz	TFT

Ilość programów	6
Ochrona przed przegrzaniem	150°C
Materiał bloków wymiennych	aluminium
Zasilanie	220-240 V / 50/60 Hz
Moc	200 W
Wymiary (W x D x H) (bez bloków) [mm]	200 x 235 x 120
Waga	7,3 kg

- blok grzejny dla 24 probówek o poj. 1,5 mL, Ø10,9 mm, głębokość dołka: 31 mm, nr kat.: 18900237
- blok grzejny dla 8 probówek o poj. 15 mL, Ø16,5 mm, głębokość dołka: 95 mm nr kat.: 18900241,
- blok grzejny dla 4 probówek o poj. 50 mL, Ø28,7 mm, głębokość dołka: 75 mm nr kat.: 18900242.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl