


PID: 095

UID:

Ostatnia aktualizacja: 14.03.2019 09:27



BLOK GRZEWczy NA PROBÓWKI DO PCR 0,2 ML X 54 DO MODELU HB120-S



OPIS OGÓLNY

Blok grzewczy na 54 próbki do PCR o poj. 0,2 mL Ø6,4 mm, głębokość dołka: 15 mm.

Do modelu **HB120-S**.

MODELE

Blok grzewczy 54 x 0,2 mL, nr kat.: 18900218

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl