

PID: 125


UID:

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2019 12:14



ROTOR A02-PCR8 DO MIKROWIRÓWEK PALM

OPIS OGÓLNY



Rotor **A02-PCR8** do mikrowirówek **Palm**.

Właściwości:

materiał: wysokoodporny plastik,
pojemność 0,2 mL×16 PCR strips; 0,2 mL×2 PCR 8 strips,
max. prędkość: 10000/7000/5000 obr./min. (w zależności od modelu wirówki),
max. RCF 5460/2680/1360 x g (w zależności od modelu wirówki).

MODELE

Rotor **A02-PCR8**, materiał: stal nierdzewna; nr kat.: 19400017.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl