

PID: 130

UID:

Ostatnia aktualizacja: 11.02.2019 12:15



ROTOR AS36-05 DO MIKROWIRÓWEK D3024 I D3024R

OPIS OGÓLNY



Rotor **AS36-05** do mikrowirówek **D3024** i **D3024R**.

Właściwości:

pojemność 0,5 mL×36; 0,2 mL×36 - z opcjonalnymi adapterami,
materiał: stop aluminium,
max. prędkość: 15000 obr./min.,
max. RCF 21380 x g.

MODELE

Rotor **AS36-05**, nr kat.: 19400007

AKCESORIA

Adaptery **A02P05**, 0,5 mL do 0,2 mL, 36 sztuk, nr kat.: 19500003.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl