

PID: 206

UID:


Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019 14:00



USZCZELKI ORAZ KLAMRY DO KOLBY PRÓŻNIOWEJ

OPIS OGÓLNY

uszczelka wykonana z PTFE, z wbudowaną sprężyną ze stali nierdzewnej,
czerwone i zielone klamry do kolb próżniowych.



MODELE

uszczelka; nr kat.: 18100926,

klamra do kolby próżniowej (czerwona); nr kat.: 18900190,

klamra do kolby próżniowej (zielona); nr kat.: 18900188.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl