

PID: 007

UID: 040-08-007

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018 13:26

by **biogenet**

DLAB

SYSTEM DOZOWANIA I ROZCIEŃCZANIA DL-D50-PRO

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

System dozowania i rozcieńczania może znacznie zwiększyć wydajność pracy w procesie przygotowania próbki, w związku z czym jest szeroko stosowany w technikach analitycznych takich jak wysokosprawna chromatografia cieczowa (HPLC), chromatografia gazowa (GC), absorpcja atomowa (AA), spektrometria ze wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie (ICP). Urządzenie może być również stosowane w analizie sądowej, przemyśle kopalnianym, przy pobieraniu próbek oleju, w analizie środowiskowej itd.

Właściwości:

- idealny system dozowania i rozcieńczania,
- cztery ustawienia z dwoma strzykawkami takie jak podwójne strzykawki do rozcieńczania, podwójne strzykawki do dozowania i dozowanie w trybie ciągłym,
- proste przełączanie procedur,
- wysoki moment obrotowy,
- pełny zakres od 250 μ L do 25 mL,
- kompatybilność z 10 rodzajami strzykawek,
- 0,002% nominalnej pojemności strzykawki, większa efektywność i precyzja.

- dostępne 9 prędkości pipetowania.

MODELE

DL-D50-Pro; nr kat.: 751000217777.

SPECYFIKACJA

MODEL	DL-D50-Pro
Dokładność	±1 %
Precyzja	±0,2 %
Przepływ	0,003-6000 µL/s (w zależności od wybranej strzykawki)
Strzykawki	250 µL, 500 µL, 1 mL, 2,5 mL, 5 mL, 10 mL, 25 mL
Zasilanie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Wymiary (W x D x H) [mm]	190 x 180 x 350
Waga	4,5 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-40 °C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%

AKCESORIA

- strzykawka 250 µL; nr kat.: 17900094,
- strzykawka 500 µL; nr kat.: 17900095,
- strzykwaka 1 mL; nr kat.: 17900096,
- strzykawka 2,5 mL; nr kat.: 17900097,
- strzykawka 5 mL; nr kat.: 17900098,
- strzykawka 10 mL; nr kta.: 17900099,
- strzykawka 25 mL; nr kat.: 17900100.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl