

PID: 5032101200

UID: 040-03-1-HB120-S-0

Ostatnia aktualizacja: 12.06.2019 13:13



TERMOBLOK Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM LED HB120-S

OPIS OGÓLNY



Termoblok **HB120-S** z cyfrowym wyświetlaczem LED i różnymi wymiennymi blokami grzejnymi znalazł zastosowanie w biologii molekularnej, histologii, badaniach klinicznych, środowiskowych i przemysłowych. Stosowany do oznaczania punktu topnienia i wrzenia, reakcji enzymatycznych, inkubacji i aktywacji kolonii komórek, immunoanalizy, denaturacji DNA, testów kolonii komórek, krzepnięcia krwi, oznaczenia krwi-mocznika-azotu i hybrydyzacji metodą in-situ.

Właściwości:

szeroki zakres temperatury do 120°C, dla różnych aplikacji,
tryb pracy ciągłej i w określonym czasie,
dostępne różne rodzaje bloków grzejnych,

-
- ochrona przed przegrzaniem.

Uwaga! Termoblok nie zawiera bloku

MODELE

- **HB120-S**; nr kat.:521111227777

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	HB120-S
Zasilanie	220-240 V
Częstotliwość	50 / 60 Hz

Moc	160 W
Wymiary bloku grzewczego	150 x 95 mm
Zakres temperatury grzania	od 5°C powyżej temperatury otoczenia do +120°C
Wyświetlacz temperatury	LED
Dokładność regulacji	±0,5°C
Temperatura bezpieczeństwa	140°C
Timer	TAK
Zakres nastawy czasu	1 min - 99h 59 min
Tryb pracy	ciągła / w określonym czasie
Wymiary (W x D x H) [mm]	175 x 290 x 85
Waga	1,6 kg (bez bloku)
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa ochrony wg DIN EN60529	IP21

- blok grzejny na 54 probówki do PCR o poj. 0,2 mL, Ø6,4 mm, głębokość dołka: 15 mm; nr kat.: 18900218,
- blok grzejny dla 40 probówek o poj. 0,5 mL, Ø8,2 mm, głębokość dołka: 26,4 mm; nr kat.: 18900219,
- blok grzejny dla 40 probówek o poj. 1,5 mL, Ø11 mm, głębokość dołka: 34,7 mm; nr kat.: 18900253,
- blok grzejny dla 40 probówek o poj. 2,0 mL, Ø11 mm, głębokość dołka: 34,7 mm; nr kat.: 18900220,
- blok grzejny dla 28 probówek o poj. 5/15 mL, Ø17 mm, głębokość dołka: 48 mm; nr kat.: 18900221,
- blok grzejny dla 8 probówek o poj. 50 mL, Ø29,8 mm, głębokość dołka: 48 mm; nr kat.: 18900222,
- blok grzejny dla probówek o poj. 0,2 mL + 0,5 mL + 1,5/2 mL, 18+18+18 dołków; nr kat.: 18900224,
- blok grzejny z nakładką na 96 lub 384 dołków; nr kat.: 18900223.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl