

PID: 006

UID: 040-08-006

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 13:04

by **biogenet**

DLAB

ASPIRATOR Z BUTŁĄ SAFEVAC



INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Aspirator z butlą **SAFEVAC** jest idealny do odsysania mediów z nadhodowli komórkowych, nadsącza z górnej części probówki po wirowaniu lub buforów płuczających z płytek w testach immunologicznych, zapewniając bezpieczeństwo w laboratorium.

Właściwości:

- zintegrowana pompka z regulacją próżni, łatwa w obsłudze,
- butelki i dysza autoklawowalne,
- samozamykające złącze do szybkiej instalacji i zapobiegania wydostawania się aerozolu,
- czujnik poziomu wykrywa i zapobiega przelewaniu cieczy,
- różne akcesoria ułatwiające odsysanie.

MODELE

- **SAFEVAC**; nr kat.: 7035100000

SPECYFIKACJA

MODEL	SAFEVAC
Zakres próżni [mbar]	0-600 (regulowany)

Wydajność pompy [L/min]	15 (powietrze)
Szybkość aspiracji płynu [mL/sek.]	17 (aspiracja końcówki pipetującej)
Wymiary (W x D x H) [mm]	180 x 240 x 450
Waga [kg]	3
Zasilanie na wejściu [V / Hz]	230 / 50
Pojemność butelki [L]	4

AKCESORIA

- butla o pojemności 4 L; nr kat.: 17100341

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl