

PID: 027-02

UID: 027-02-02

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019 09:22



WYTRZĄSARKA WORTEKS MX-E

OPIS OGÓLNY



Wytrząsarki Worteks są idealnymi urządzeniami do łagodnego mieszania i energicznego zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworów. Znalazły szerokie zastosowanie w dziedzinach naukowych, analizach fizycznych i chemicznych.

Właściwości:

dotykowy tryb pracy,
stała prędkość wytrząsania: 3000 obr./min,
mały, kompaktowy kształt,
oryginalna konstrukcja podstawy.

MODELE

- **MX-E**; nr kat.: 8031211000

SPECYFIKACJA

MODEL	MX-E
Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	12 W
Typ ruchu	orbitalny
Średnica orbity	4,8 mm
Moc silnika na wyjściu	10 W
Zakres prędkości	3000 obr./min
Wyświetlacz prędkości	-
Tryb pracy	dotykowy
Wymiary (W x H x D) [mm]	133 x 133 x 80

Waga	0,6 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa ochrony wg DIN EN60529	IP21

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl