

PID: 027-03


UID: 027-03-03

Ostatnia aktualizacja: 06.02.2019 09:22



## WYTRZĄSARKA WORTEKS MX-F

image not found or type unknown



### OPIS OGÓLNY

Wytrząsarki worteks są idealnymi urządzeniami do łagodnego mieszania i energicznego zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworów. Znalazły szerokie zastosowanie w dziedzinach naukowych, analizach fizycznych i chemicznych.

Właściwości:

- praca w trybie dotykowym i ciągłym,
- stała prędkość wytrząsania: 2500 obr./min.,
- stosowana do różnych testów, opcjonalnie z adapterem,
- specjalna konstrukcja nóżek zabezpiecza przed wibracjami,
- aluminiowa podstawa zapewnia doskonałą stabilność urządzenia.

**Uwaga! Urządzenie zawiera standardową głowicę**

### MODELE

- **MX-F**; nr kat.: 821100057777

### SPECYFIKACJA

MODEL	MX-F
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	60 W
Typ ruchu	orbitalny
Średnica orbity	4 mm
Moc silnika na wejściu	58 W
Moc silnika na wyjściu	10 W

Zakres prędkości	2500 obr./min
Wyświetlacz prędkości	-
Tryb pracy	ciągły / dotykowy
Wymiary (W x H x D) [mm]	127 x 130 x 160
Waga	3,5 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa ochrony wg DIN EN60529	IP21

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl