

PID: 027-01

UID: 027-01-01

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 14:29



WYTRZĄSARKA WORTEKS MX-S



OPIS OGÓLNY

Wytrząsarki Worteks są idealnymi urządzeniami do łagodnego mieszania i energicznego zawieszania komórek oraz biologicznych i chemicznych składników roztworów. Znalazły szerokie zastosowanie w dziedzinach naukowych, analizach fizycznych i chemicznych.

Właściwości:

- praca w trybie dotykowym i ciągłym,
- zakres prędkości: 0-2500 obr./min., regulacja płynna,
- MX-S może być używana do różnych testów, opcjonalnie z adapterem, utrzymującym do 48 probówek,
- specjalna konstrukcja nóżek zabezpiecza przed wibracjami,
- alumiiniowa podstawa zapewnia doskonałą stabilność urządzenia.

Uwaga! Urządzenie zawiera standardową głowicę

MODELE

- MX-S**; nr kat.: 821200057777

SPECYFIKACJA

MODEL	MX-S
Napięcie	110-120 / 220-230 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	60 W
Typ ruchu	orbitalny
Średnica orbity	4 mm
Moc silnika na wejściu	58 W
Moc silnika na wyjściu	10 W

Zakres prędkości	0-2500 obr./min
Wyświetlacz prędkości	skala
Tryb pracy	ciągły / dotykowy
Wymiary (W x H x D) [mm]	127 x 130 x 160
Waga	3,5 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa ochrony wg DIN EN60529	IP21

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **VT1.1** - standardowa głowica dla probówek i małych naczyń < Ø30 mm, nr kat.: 18900034,
- **VT1.2** - trzpień (stosowany z adapterem probówek), nr kat.: 18900044,
- **VT1.3** - nakładka uniwersalna, podstawa Ø100 mm, nr kat.: 18900035,
- **VT1.3.1** - adapter probówek, 48 otworów na probówki, Ø6 mm, stosowany z VT1.3 / VT1.2, nr kat.: 18900020,
- **VT1.3.2** - adapter probówek, 15 otworów na probówki, Ø10 mm, stosowany z VT1.3 / VT1.2, nr kat.: 18900021,
- **VT1.3.3** - adapter probówek, 12 otworów na probówki, Ø12 mm, stosowany z VT1.3 / VT1.2, nr kat.: 18900022,
- **VT1.3.4** - adapter probówek, 8 otworów na probówki, Ø16 mm, stosowany z VT1.3 / VT1.2, nr kat.: 18900023,
- **VT1.3.5** - adapter probówek, 8 otworów na probówki, Ø20 mm, stosowany z VT1.3 / VT1.2, nr kat.: 18900024,
- **VT1.3.6** - platforma antypoślizgowa do probówek i małych naczyń < Ø99 mm, nr kat.: 18900043,
- **VT1.3.7** - gumowe stopki, nr kat.: 18900158.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl