

PID: 033

UID:

Ostatnia aktualizacja: 25.03.2019 08:47



KLASYCZNE MIESZADŁO ROLKOWE MX-T6-S

OPIS OGÓLNY



Mieszadło rolkowe zapewnia łagodne kołysanie próbek, idealne do mieszania próbek krwi, substancji lepkich i zawiesin. Stosowane w różnych aplikacjach, zapobieganie krzepnięciu krwi, badania immunoprecypitacyjne itp.

Właściwości:

- ruch kołyskowy i obrotowy zapewniający skuteczne mieszanie,
- zakres prędkości: 0-70 obr./min,
- 6 rolek o niewielkich gabarytach, łatwe do czyszczenia,
- bezszcotkowy silnik zapewnia niezawodną i cichą pracę,
- zaprojektowane do pracy ciągłej lub czasowej,

- możliwość zastosowania w chłodniach i inkubatorach.

MODELE

- MX-T6-S**; nr kat.: 8031312000

SPECYFIKACJA

MODEL	MX-T6-S
Napięcie [V]	200-240
Częstotliwość [Hz]	50/60
Moc [W]	25
Typ silnika	bezszcotkowy
Typ ruchu	kołyskowy i rolujący
Amplituda [mm]	24
Maksymalne obciążenie [kg]	4
Liczba rolek	6
Rozmiar rolek (L) [mm]	280

Zakres prędkości [obr./min]	0-70
Regulacja prędkości	płynne, bezstopniowy
Tryb pracy	ciągły
Wymiary (W x D x H) [mm]	450 x 260 x 120
Waga [kg]	4,5
Dopuszczalna temperatura otoczenia [°C]	5-40
Dopuszczalna wilgotność względna [%]	80
Klasa ochrony wg DIN EN60529	IP21

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl