

PID: 8030211010

UID: 040-07-1-MS-H-S-0

Ostatnia aktualizacja: 27.01.2022 11:51

by **biogenet**

DLAB

KLASYCZNE MIESZADŁO MAGNETYCZNE Z GRZANIEM MS-H-S

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- temperatura grzania do 340°C,
- prędkość mieszania do 1500 obr./min,
- płyta grzewcza ze stali nierdzewnej, z pokryciem ceramicznym, umożliwia szybkie nagrzewanie, zapewnia odporność na chemikalia i zarysowania,
- oddzielny obwód bezpieczeństwa, automatyczne zatrzymanie grzania po przekroczeniu temperatury 350°C,
- silnik bezszczotkowy.

MODELE

- **MS-H-S**; nr kat.: 8030211010

SPECYFIKACJA

MODEL	MS-H-S
Wymiary platformy [mm]	Ø135 (5 cali)
Materiał platformy	stal nierdzewna z powłoką ceramiczną
Typ silnika	DC

Moc wejściowa [W]	18
Moc wyjściowa [W]	10
Moc [W]	530
Zasilanie [V]	200-240
Częstotliwość [Hz]	50 / 60
Liczba elementów mieszających	1
Max. objętość mieszanego roztworu [L]	20
Max. rozmiar mieszadełka (L x Ø) [mm]	80
Zakres prędkości [obr./min]	0-1500
Wyświetlacz prędkości	skala
Moc grzewcza na wyjściu [W]	500
Zakres temperatury grzania	od temp. otoczenia do 340°C
Dokładność kontroli nagrzewania platformy [°C]	-
Temperatura bezpieczeństwa [°C]	350
Wyświetlacz temperatury	skala
Dokładność wyświetlania temperatury [°C]	-
Zewnętrzny czujnik temperatury	N / A
Dokładność pomiaru czujnika [°C]	-
Ostrzeżenie przed gorącą powierzchnią	N / A
Zakres ustawionego czasu	-
Zdalne sterowanie (interfejs RS232)	N / A
Klasa ochrony	IP42
Wymiary (W x D x H) [mm]	160 x 280 x 85
Waga [kg]	2,8
Dopuszczalna temperatura otoczenia [°C]	5-40
Dopuszczalna wilgotność względna [%]	80

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- niebieska nakładka, stosowana z kolorowymi nakładkami, nr kat.: 18900001.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl