

PID: 022

UID:

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 13:37



16-STANOWISKOWE MIESZADŁO MAGNETYCZNE MS-M-S16

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- zakres prędkości: 0-1100 obr./min,
- wysokowydajne 16-stanowiskowe mieszadło magnetyczne minimalizujące wykorzystywaną przestrzeń,
- indywidualna kontrola mieszania dla próbek o różnej konsystencji,
- platforma ze stali nierdzewnej z pokryciem silikonowym, antypoślizgowa i antykorozyjna,
- 16 elementów mieszających w konfiguracji czterorzędowej z indywidualną kontrolą prędkości.

MODELE

- **MS-M-S16**; nr kat.: 8030150000

SPECYFIKACJA

MODEL	MS-M-S16
Wymiary platformy [mm]	365 x 345
Materiał platformy	stal nierdzewna z pokryciem silikonowym
Typ silnika	bezszczotkowy

Moc wejściowa [W]	12
Moc wyjściowa [W]	4
Moc [W]	20
Zasilanie [V]	200-240
Częstotliwość [Hz]	50/60
Liczba stanowisk mieszających	16
Maksymalna objętość (woda) [L]	0,4 (dla każdego stanowiska)
Zakres prędkości [obr./min]	0-1100
Regulacja prędkości	płynna, bezstopniowa
Klasa ochrony zgodna z DIN EN60529	IP42
Wymiary (W x D x H) [mm]	380 x 622 x 65
Waga [kg]	6
Dopuszczalna temperatura otoczenia [°C]	5-40
Dopuszczalna wilgotność względna [%]	80

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl