

PID: 017

UID:

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 13:37

by **biogenet**

DLAB

KLASYCZNE MIESZADŁO MAGNETYCZNE MS-S

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- zakres prędkości: 0-1500 obr./min,
- maksymalna objętość cieczy: 20 L,
- stal nierdzewna z pokryciem ceramicznym zapewnia odporność chemiczną i na zarysowania,
- wysoka adhezja magnetyczna,
- bezobsługowy silnik bezszczotkowy.

MODELE

- **MS-S**; nr kat.: 8030211000

SPECYFIKACJA

MODEL	MS-S
Wymiary platformy [mm]	Ø135 (5 cali)
Materiał platformy	stal nierdzewna z pokryciem silikonowym
Typ silnika	bezsztotkowy

Moc wejściowa [W]	18
Moc wyjściowa [W]	10
Moc [W]	30
Zasilanie [V]	200-240
Częstotliwość [Hz]	50/60
Liczba elementów mieszających	1
Maksymalna objętość (woda) [L]	20
Maksymalny rozmiar elementu mieszającego (L x Ø) [mm]	80
Zakres prędkości [obr./min]	0-1500
Regulacja prędkości	płynna, bezstopniowa
Klasa ochrony zgodna z DIN EN60529	IP42
Wymiary (W x D x H) [mm]	160 x 280 x 85
Waga [kg]	2,8
Dopuszczalna temperatura otoczenia [°C]	5-40
Dopuszczalna wilgotność względna [%]	80

AKCESORIA

- mieszadełka:
 - rozmiar (L x Ø): 10 x 6 mm, nr kat.: 18900006,
 - rozmiar (L x Ø): 15 x 8 mm, nr kat.: 18900007,
 - rozmiar (L x Ø): 20 x 8 mm, nr kat.: 18900008,
 - rozmiar (L x Ø): 25 x 8 mm, nr kat.: 18900009,
 - rozmiar (L x Ø): 30 x 6 mm, nr kat.: 12500005,
 - rozmiar (L x Ø): 40 x 8 mm, nr kat.: 18900011,
 - rozmiar (L x Ø): 51 x 8 mm, nr kat.: 12500004,
 - rozmiar (L x Ø): 65 x 8 mm, nr kat.: 18900013,
 - rozmiar (L x Ø): 80 x 13 mm, nr kat.: 18900014,
 - bagietka do mieszadełek wykonana z PTFE, długość 200 mm, nr kat.: 18900015.

Mieszadełka i bagietka do mieszadełek magnetycznych stosowane w temperaturze poniżej 150°C.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl