

PID: 023

UID:

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019 13:31



## ULTRA CIENKIE MIESZADŁO MAGNETYCZNE FLATSPIN

### INNE ZDJĘCIA



### OPIS OGÓLNY

Ultra cienkie mieszadło magnetyczne **FlatSpin** zapewnia doskonałe mieszanie i jest idealne do zadań w laboratoriach fizyko-chemicznych, analitycznych i biotechnologicznych.

Właściwości:

- zakres prędkości: 15-1500 obr./min,
- automatyczne odwracanie kierunku mieszania dla doskonałych efektów,
- wysoka klasa ochrony (IP65),
- płyta wykonana z materiału odpornego chemicznie,
- stabilne, antypoślizgowe.

### MODELE

- **FlatSpin**; nr kat.: 8030184000

### SPECYFIKACJA

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| MODEL             | <b>FlatSpin</b> |
| Zasilanie [V]     | 200-240         |
| Moc wejściowa [W] | 5               |

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Moc wyjściowa [W]                   | 3              |
| Zakres prędkości [obr./min]         | 15-1500        |
| Maksymalna objętość (woda) [L]      | 0,8            |
| Maksymalne obciążenie [kg]          | 2              |
| Wymiary platformy [mm]              | 90 x 90        |
| Materiał                            | ABS            |
| Wymiary zewnętrzne (W x D x H) [mm] | 175 x 120 x 15 |
| Waga [kg]                           | 0,3            |
| Temperatura pracy [°C]              | 5-40           |
| Wilgotność względna pracy [%]       | 80             |
| Klasa ochrony                       | IP65           |

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl