

PID: 701620100x

UID: 040-08-1-701620100x-0

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019 13:20



PIPETY ELEKTRONICZNE DPETTE

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Elektroniczne pipety **dPette** firmy **DLAB** umożliwiają szybkie, precyzyjne i wygodne pipetowanie. Charakteryzują się ergonomiczną konstrukcją i prostotą użytkowania. Pipety są dostępne jako modele jednokanałowe.

Dlaczego potrzebujemy elektronicznych pipet?

- zmniejszenie obciążenia oraz poprawa dokładności i precyzji pipetowania,
- statyw karuzelowy zajmujący mało miejsca,
- czytelny wyświetlacz.

Właściwości:

- szeroki zakres protokołów pipetowania łatwych do zaprogramowania,
- napęd z wbudowaną kontrolą błędów polepsza dokładność pipetowania i umożliwia uzyskanie bardziej wiarygodnych wyników,
- wydajna bateria litowo-jonowa zapewnia długą pracę urządzenia po każdym ładowaniu,
- trzy prędkości zasysania i dozowania,
- dwa sposoby ładowania: przez stojak lub ładowanie bezpośrednie,
- dolna część autoklawowalna.

MODELE

- **dPette** o poj. 0,5-10 µL; nr kat.: 7016201001
- **dPette** o poj. 5-50 µL; nra kat.: 7016201002
- **dPette** o poj. 30-300 µL; nr kat.: 7016201003
- **dPette** o poj. 100-1000 µL; nr kat.: 7016201004

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

Kanały	Zakres objętości [µL]	Przyrost dozowania [µL]	Testowana pojemność [µL]	Dokładność		Precyzja	
				[µL]	[%]	s.d.*µL	CV%*
1	0,5-10	0,01	10 1	±0,10 ±0,035	±1,0 ±3,5	0,05 0,03	0,5 3,0
1	5-50	0,1	50 5	±0,40 ±0,15	±0,8 ±3,0	0,15 0,125	0,3 2,5
1	30-300	1	300 30	±1,8 ±0,9	±0,6 ±3,0	0,6 0,21	0,2 0,7
1	100-1000	5	1000 100	±6,0 ±3,0	±0,6 ±3,0	2,0 0,6	0,2 0,6

* s.d. - odchylenie standardowe

*CV - współczynnik zmienności

Link do pliku źródłowego



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl