

PID: 70303030xx

UID: 040-08-1-70303030xx-0

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2020 23:39



PIPETY AUTOMATYCZNE 8-KANAŁOWE ZMIENNOPOJEMNOŚCIOWE

MICROPETTE PLUS



OPIS OGÓLNY

Wszystkie pipety **firmy DLAB** zostały przetestowane zgodnie z normami ISO8655-2:2002, posiadają certyfikaty kalibracji. Kontrola jakości polega na przeprowadzeniu testów grawimetrycznych każdej pipety przy użyciu wody destylowanej o temp. 22°C.

Właściwości:

- 8 kanałów pipety dostosowanych do płytki 96-dołkowej,
- głowica dozująca obraca się, co ułatwia pipetowanie,
- łatwość naprawy i konserwacji,
- mogą być używane z uniwersalnymi końcówkami do pipet,
- idealne dopasowanie końcówek różnych producentów.

MODELE

- **MicroPette Plus** o pojemności 0,5-10 µL; nr kat.: 7030303004
- **MicroPette Plus** o pojemności 5-50 µL; nr kat.: 7030303006
- **MicroPette Plus** o pojemności 50-300 µL; nr kat.: 7030303012

CERTYFIKATY

CE, ISO8655

SPECYFIKACJA

Zakres objętości [µL]	Przyrost dozowania [µL]	Testowana pojemność [µL]	Dokładność		Precyzja	
			[%]	[µL]	[%]	[µL]

0,5-10	0,1	10	1,50	0,15	1,50	0,15
		5	2,50	0,125	2,50	0,125
		1	4,00	0,04	4,00	0,04
5-50	0,5	50	1,00	0,5	0,50	0,25
		25	1,50	0,375	1,00	0,25
		5	3,00	0,15	2,00	0,1
50-300	5	300	0,70	2,1	0,25	0,75
		150	1,00	1,5	0,50	0,75
		50	1,50	0,75	0,80	0,4

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- statywy.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl