

PID: 038-02

UID:

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 15:05



# KLASYCZNA WYTRZĄSARKA SK-L180-E

## OPIS OGÓLNY



Właściwości:

kompaktowe i zwarte wytrząsarki orbitalne **DLAB** z łatwością mieszczą się w inkubatorach i chłodziarkach, praca ciągła, zakres prędkości 0-200 obr./min, duży wybór platform, w standardzie z płaską platformą uniwersalną.



**Uwaga! Wytrząsarka zawiera platformę płaską z matą antypoślizgową**

■

**SK-L180-E**; nr kat.: 8032110000

## SPECYFIKACJA

| MODEL                              | SK-L180-E       |
|------------------------------------|-----------------|
| Napięcie                           | 220-240 V       |
| Częstotliwość                      | 50/60 Hz        |
| Moc                                | 30 W            |
| Rodzaj ruchu                       | liniowy         |
| Orbita                             | 20 mm           |
| Max. obciążenie (wraz z platformą) | 3 kg            |
| Zakres prędkości                   | 0-200 rpm       |
| Rodzaj pracy                       | praca ciągła    |
| Wymiary (W x D x H) [mm]           | 270 x 330 x 110 |
| Waga                               | 3,1 kg          |
| Dopuszczalna temp. otoczenia       | 5-40°C          |
| Dopuszczalna wilgotność względna   | 80%             |
| Klasa bezpieczeństwa DIN EN60529   | IP21            |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **SK180.1** uniwersalna platforma z regulowanymi 3 poprzeczkami; nr kat.: 18900025,
- **SK180.2** platforma do zamocowania uchwytów na kolby; nr kat.: 18900026,
- **SK180.3** platforma rolkowa z 3 poprzeczkami regulowanymi na wysokość; nr kat.: 18900038,
- **SK180.4** platforma płaska z matą antypoślizgową; nr kat.: 18900185,
- **SK180.5** duża platforma płaska z matą antypoślizgową; nr kat.: 18900200,
- poprzeczka do platformy **SK180.1**; nr kat.: 18900037,
- uchwyt na kolby 25 mL; nr kat.: 18900029,
- uchwyt na kolby 50 mL; nr kat.: 18900030,
- uchwyt na kolby 100 mL; nr kat.: 18900031,
- uchwyt na kolby 200/250 mL; nr kat.: 18900032,
- uchwyt na kolby 500 mL; nr kat.: 18900033.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl