

PID: 032

UID:

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019 13:31



ROTATOR MX-RL-E

OPIS OGÓLNY



Rotator zapewnia łagodne i efektywne mieszanie próbek biologicznych w mikroprobówkach o pojemności od 1,5 mL do 50 mL. Zastosowanie w badaniach immunoprecypitacyjnych, zapobiegania krzepnięciu krwi, testach lateksowych itp.

Właściwości:

łagodne kołysanie próbek,
zakres prędkości: 0-80 obr./min,
szeroki wybór akcesoriów,
cicha praca w trybie ciągłym.

Uwaga! Rotator zawiera tarczę do wyboru 18200141/2/3

MODELE

- **MX-RL-E**; nr kat.: 824220217777

SPECYFIKACJA

MODEL	MX-RL-E
Napięcie	200-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	20 W
Rodzaj silnika	bezszczotkowy
Kąt nachylenia	90°
Zakres prędkości	0-80 obr./min.
Wyświetlacz prędkości	-
Timer	-

Zakres nastawy czasu	-
Tryb pracy	ciągły
Wymiary (W x D x H) [mm]	530 x 150 x 190
Waga	1,7 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa ochrony wg DIN EN60529	IP21

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl