

PID: 064-02


UID:

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 14:29



TERMOCYKLER TC1000-S

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- szerokie zastosowanie w biologii molekularnej, diagnostyce klinicznej, kryminalistyce i badaniach chorób zakaźnych,
- zapewnia stałą i jednorodną temperaturę wzdłuż bloku,
- doskonały system kontroli temperatury,
- szybkie grzanie i chłodzenie,
- 7-calowy, kolorowy panel dotykowy ułatwiający programowanie.

MODELE

- **TC1000-S**; nr kat.: 541000227777

SPECYFIKACJA

MODEL	TC1000-S
Pojemność bloków	96 x 0,2 mL; 12 x 8 stripów 0,2 mL PCR; 96-dołkowa płytki PCR
Zakres temperatury	4-99°C
Zakres temperatury pokrywy	50-110°C

Rozdzielczość temperatury	0,1°C
Dokładność temperatury w 55°C	±0,3°C
Równomierność temperatury w 55°C	<0,3°C
Max. czas chłodzenia/grzania	3°C/sek.
Wyświetlacz	7" 800 x 480 LCD
Wyświetlacz dotykowy	TAK
Ochrona wyłączania	TAK
Zasilanie	220-240 V, 50/60 Hz

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl