

PID: 065-02

UID: 065-02-02

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019 13:31



TERMOMIKSER HM100-PRO

OPIS OGÓLNY



Termomikser **HM100-Pro** łączy ze sobą funkcję wytrząsania z możliwością kontroli temperatury, dzięki temu usprawniając przeprowadzenie eksperymentu poprzez wytrząsanie i inkubację próbek jednocześnie.

Właściwości:

dokładny system kontroli temperatury, zakres od 5°C powyżej temperatury otoczenia do ok. 100°C,
dokładność regulacji temperatury w zakresie 20-45°C wynosi $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$,
wydajność mieszania do 1500 obr./min (zależnie od bloku grzejnego),
dostępne różne typy bloków grzejnych.

MODELE

- **HM100-Pro**; nr kat.: 521412207777

SPECYFIKACJA

MODEL	HM100-Pro
Funkcje	grzanie i wytrząsanie
Zakres temperatury	od +5°C powyżej temp. otoczenia do 100°C
Zakres regulacji temperatury	15°C - 100°C
Dokładność regulacji temperatury w 20-45°C	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Rozkład temperatury w 20-45°C	max. $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Max. szybkość grzania	5,5°C/min
Zakres prędkości	200-1500 obr./min
Amplituda wytrząsania	3 mm
Wyświetlacz	TFT
Ilość programów	6

Zasilanie	220-240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	200 W
Wymiary (W x D x H) [mm] (bez bloku)	200 x 235 x 120
Waga [kg]	7,3

AKCESORIA

- blok grzewczy dla 24 probówek o poj. 1,5 mL, Ø10,9 mm, głębokość dołka: 31 mm, nr kat.: 18900237,
- blok grzewczy dla 8 probówek o poj. 15 mL, Ø16,5 mm, głębokość dołka: 95 mm nr kat.: 18900241,
- blok grzewczy dla 4 probówek o poj. 50 mL, Ø28,7 mm, głębokość dołka: 75 mm nr kat.: 18900242.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl