

PID: 055

UID:

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 15:10



WIELOFUNKCYJNA WIRÓWKA KLINICZNA DM0636

OPIS OGÓLNY



Kliniczna wirówka wielofunkcyjna **DM0636** jest idealna do wirowania próbek w laboratoriach chemicznych, cytologicznych, badawczych, przemysłowych itp.

Rotory wychylne i adaptory są stosowane dla standardowych probówek do 100 mL przy małej prędkości wirowania, dodatkowo wirówka może być stosowana z probówkami z korkami, probówkami do pobierania krwi i probówkami na mocz.

Właściwości:

regulacja prędkości wirowania w zakresie od 300 do 6000 obr./min.,

max. pojemność 4 x 100 mL,

9 prędkości rozpędzania i 10 prędkości hamowania dla zapewnienia jak najlepszego rozdzielenia próbek,

-
- rotory horyzontalne i stałokątowe,
- duży wybór akcesoriów,
- automatyczne rozpoznawanie rotora,
- timer do 99 minut lub opcja wirowania ciągłego,
- cicha praca,
- pamięć 9 najczęściej używanych programów,
- bezobsługowy silnik bezszczotkowy.

Uwaga! Wirówka zawiera rotor horyzontalny S4-100

MODELE

- **DM0636**; nr kat.: 915223627777

SPECYFIKACJA

MODEL	DM0636
Zakres prędkości	300-6000 obr./min.

Dokładność	±20 obr./min.
Max przyspieszenie	4170 x g
Przełącznik prędkość / przyspieszenie	TAK
Timer	1 min. - 99 min. - HOLD lub tryb pracy ciągłej
Wyświetlacz	LCD
Liczba programów	9
Automatyczne rozpoznawanie rotorów	TAK
Przyspieszanie / hamowanie	9 ↑ / 10 ↓
Silnik	bezobsługowy silnik bezszczotkowy
Zabezpieczenia	otwarcie pokrywy w czasie pracy, brak wyważenia, przekroczenie prędkości, przegrzanie

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotor horyzontalny **S4-100**, max. prędkość 4000 obr./min., max. przyspieszenie: 2830 x g, pojemność rotora: 100 mL x 4:
 - zestaw adapterów 3-10 mL,
 - zestaw adapterów 10 -15 mL,
 - zestaw adapterów 50 mL,
 - zestaw adapterów 100 mL,
- rotor stałokątowy **30-15**, max. prędkość: 5000 obr./min., max. przyspieszenie: 3300 x g, pojemność rotora: 15 mL x 30,
- rotor stałokątowy **AS8-50V**, max. prędkość: 6000 obr./min., max. przyspieszenie: 4610 x g, pojemność rotora: 50 mL x 8.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl