

PID: 050-KOPIA

UID:

Ostatnia aktualizacja: 13.02.2018 13:32



WYSOKOOBROTOWA WIRÓWKA WIELOFUNKCYJNA Z CHŁODZENIEM D1536R

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Wielofunkcyjna wirówka z chłodzeniem **D1536R** jest idealna do wirowania próbek w laboratoriach chemicznych, cytologicznych, farmaceutycznych, biotechnologicznych itp.

Właściwości:

- zakres prędkości od 300 do 15000 obr./min.,
- max. pojemność: 100 mL x 4,
- wydajny system chłodzenia umożliwiający precyzyjną kontrolę temperatury chłodzenia,
- 9 prędkości rozpędzania i 10 prędkości hamowania dla zapewnienia jak najlepszego rozdzielenia próbek,
- duży wybór akcesoriów (rotor horyzontalny i rotor stałokręgowy),
- automatyczne rozpoznawanie rotora,
- timer do 99 minut lub opcja wirowania ciągłego,
- cicha praca urządzenia,
- pamięć 9 najczęściej używanych programów,
- bezobsługowy silnik bezszczotkowy.

Uwaga! Wirówka zawiera rotor horyzontalny S4-100

MODELE

D1536R; nr kat.: 925215627777

SPECYFIKACJA

MODEL	D1536R
Zakres prędkości	300-15000 obr./min.
Dokładność	±20 obr/min
Max przyspieszenie	25150 x g
Timer	30 s - 99 min lub tryb pracy ciągłej
Wyświetlacz	LCD
Liczba programów	9
Przyspieszenie / hamowanie	9↑ / 10↓
Silnik	bezszcotkowy
Zabezpieczenia	otwarcia pokrywy w czasie pracy, braku wyważenia, przekroczenia prędkości, przegrzania.
Waga	50 kg

AKCESORIA

- rotor horyzontalny **S4-100**, max. prędkość: 4000 obr./min., max. przyspieszenie: 2830 x g, pojemność rotora: 100 mL x 4,
- rotor stałokątowy **30-15**, max. prędkość: 4000 obr./min., max. przyspieszenie: 2110 x g, pojemność rotora: 15 mL x 30,
- rotor stałokątowy **AS8-50V**, max. prędkość: 11000 obr./min., max. przyspieszenie: 15500 x g, pojemność rotora: 50 mL x 8,
- rotor stałokątowy **AS12-PCR8**, max. prędkość: 12000 obr./min., max. przyspieszenie: 13800 x g, pojemność rotora: 8 x 12 pasków do PCR,
- rotor stałokątowy **AS30-2**, max. prędkość: 15000 obr./min., max. przyspieszenie: 25150 x g, pojemność rotora: 2 mL x 30,
- rotor na mikropłytki **S2-MP**, max. prędkość: 4000 obr./min., max. przyspieszenie: 2200 x g,
- zestaw adapterów 3-10 mL do rotora S4-100,
- zestaw adapterów 10-15 mL do rotora S4-100,
- zestaw adapterów 50 mL do rotora S4-100,
- zestaw adapterów 100 mL do rotora S4-100.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl