

PID: MX-M

UID: 040-07-1-MX-M -0

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 15:05



WYTRZĄSARKA DO MIKROPŁYTEK MX-M

OPIS OGÓLNY



Kompaktowa i uniwersalna wytrząsarka do mikroplatek może utrzymać jedną lub dwie mikroplatki jednocześnie. Urządzenie znalazło zastosowanie w mikrobiologii, biologii komórkowej i molekularnej, immunologii oraz biotechnologii.

Właściwości:

przeznaczona zarówno do małych płytek, jak i 96-dołkowych mikroplatek,
szeroki zakres akcesoriów, łatwy montaż i wymiana,
tryb pracy ciągłej,
bezszcotkowy silnik bezobsługowy.

MODELE

- **MX-M**

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	MX-M
Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	20 W
Typ ruchu	orbitalny
Max. obciążenie (z akcesoriami)	0,5 kg
Silnik	bezszcotkowy

Moc silnika na wejściu	18 W
Moc silnika na wyjściu	10 W
Zakres prędkości	pojedyncza mikro płytki: 0-1500 obr./min, dla dwóch mikro płytek: 0-1000 obr./min
Wyświetlacz prędkości	skala
Wymiary [mm]	260 x 150 x 80
Waga [kg]	3 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%

- **PS1.1** - uniwersalna, okrągła nakładka do użycia z adapterem na mikro płytki, nr kat.: 18900067,
- **PS1.2** - adapter na mikro płytki, nr kat.: 18900042,
- **MXM-116** - podwójny adapter na mikro płytki, nr kat.: 18900079,
- **VT1.3.1** - adapter na 48 probówek o średnicy 6 mm. nr kat.: 18900020,
- **VT1.3.2** - adapter na 15 probówek o średnicy 10 mm, nr kat.: 18900021,
- **VT1.3.3** - adapter na 12 probówek o średnicy 12 mm, nr kat.: 18900022,
- **VT1.3.4** - adapter na 8 probówek o średnicy 16 mm, nr kat.: 18900023,
- **VT1.3.5** - adapter na 8 probówek o średnicy 20 mm, nr kat.: 18900024.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl