

PID: 040

UID:

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 15:05



WYTRZĄSARKA KOŁYSKOWA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM LED SK-R1807-S



OPIS OGÓLNY

Wytrząsarka 3D znalazła zastosowanie w szerokim zakresie, w tym barwienie i odbarwianie żeli, płynów, hybrydyzacja, badaniach immunoprecypitacyjnych itp.

Właściwości:

- wytrząsarka 3D dla maksymalnego obciążenia 3 kg,
- kompaktowa wytrząsarka z łatwością mieści się w inkubatorze i lodówce,
- aluminiowa platforma,
- praca ciągła, zakres prędkości 10-80 obr./min.

Uwaga! Wytrząsarka zawiera platformę płaską z matą antypoślizgową

MODELE

- **SK-R1807-S**; nr kat.: 833131217777

SPECYFIKACJA

MODEL	SK-R1807-S
Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	20 W
Silnik	DC
Typ ruchu	kołyskowy
Kąt nachylenia	7°
Max. obciążenie (z platformą)	3 kg

Zakres prędkości	10-80 obr./min
Wyświetlacz	LED
Timer	TAK
Zakres nastawy czasu	1 min - 19 godz. 59 min
Tryb pracy	ciągła / w określonym czasie
Wymiary (W x D x H) [mm]	270 x 330 x 130
Waga	3,2 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa ochrony wg DIN EN60529	IP21

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **SK180.1** - uniwersalna platforma z regulowanymi 3 poprzeczkami, nr kat.: 18900025,
- **SK180.2** - platforma do zamocowania uchwytów na kolby, nr kat.: 18900026,
- **SK180.3** - platforma rolkowa z 3 poprzeczkami regulowanymi na wysokość, nr kat.: 18900038,
- **SK180.4** - platforma płaska z matą antypoślizgową, nr kat.:18900185,
- **SK180.5** - duża platforma płaska z matą antypoślizgową, nr kat.:18900200,
- poprzeczka do platformy **SK180.1**, nr kat.:18900037,
- uchwyt na kolby o poj. 25 mL, nr kat.: 18900029,
- uchwyt na kolby o poj. 50 mL, nr kat.: 18900030,
- uchwyt na kolby o poj. 100 mL, nr kat.: 18900031,
- uchwyt na kolby o poj. 200 / 250 mL, nr kat.: 18900032,
- uchwyt na kolby o poj. 500 mL, nr kat.: 18900033.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl