

PID: 038

UID:

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 15:05



KLASYCZNA WYTRZĄSARKA ORBITALNA SK-O180-E

OPIS OGÓLNY



Właściwości:

kompaktowe i zwarte wytrząsarki orbitalne **DLAB** z łatwością mieszczą się w inkubatorach i lodówkach, praca ciągła, zakres prędkości 0-200 obr./min, duży wybór platform, w standardzie z płaską platformą uniwersalną.

Uwaga! Wytrząsarka zawiera platformę płaską antypoślizgową.

MODELE

- **SK-O180-E**; nr kat.: 8032210000

SPECYFIKACJA

MODEL	SK-O180-E
Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	30 W
Typ ruchu	orbitalny
Orbita	20 mm
Max. obciążenie (wraz z platformą)	3 kg
Zakres prędkości	0-200 obr./min
Rodzaj pracy	praca ciągła
Wymiary (W x D x H) [mm]	270 x 330 x 110
Waga	3,1 kg
Dopuszczalna temp. otoczenia	5-40°C

Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa bezpieczeństwa DIN EN60529	IP21

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **SK180.1** uniwersalna platforma z regulowanymi 3 poprzeczkami; nr kat.: 18900025,
- **SK180.2** platforma do zamocowania uchwytów na kolby; nr kat.: 18900026,
- **SK180.3** platforma rolkowa z 3 poprzeczkami regulowanymi na wysokość; nr kat.: 18900038,
- **SK180.4** platforma płaska z matą antypoślizgową; nr kat.: 18900185,
- **SK180.5** duża platforma płaska z matą antypoślizgową; nr kat.: 18900200,
- poprzeczka do platformy **SK180.1**; nr kat.: 18900037,
- uchwyt na kolby 25 mL; nr kat.: 18900029,
- uchwyt na kolby 50 mL; nr kat.: 18900030,
- uchwyt na kolby 100 mL; nr kat.: 18900031,
- uchwyt na kolby 200/250 mL; nr kat.: 18900032,
- uchwyt na kolby 500 mL; nr kat.: 18900033.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl