

PID: 037

UID:

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 15:05



# WYTRZĄSARKA ORBITALNA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM LED SK-O180-S



## OPIS OGÓLNY

Właściwości:

max. załadunek wraz z platformą 3 kg,  
wyświetlacz LED wskazujący czas i prędkość,  
kompaktowe wymiary pozwalają na umieszczenie wytrząsarki w inkubatorze i lodówce,  
praca ciągła lub w zakresie 1 min - 19 godz. 59 min, prędkość 70-200 obr./min,  
szeroki wybór platform.

**Uwaga! Wytrząsarka zawiera platformę płaską antypoślizgową.**

## MODELE

- **SK-O180-S**; nr kat.: 8032210200

## SPECYFIKACJA

| MODEL                         | SK-O180-S               |
|-------------------------------|-------------------------|
| Napięcie                      | 100-240 V               |
| Częstotliwość                 | 50/60 Hz                |
| Moc                           | 30 W                    |
| Rodzaj ruchu                  | orbitalny               |
| Orbita                        | 20 mm                   |
| Max. obciążenie (z platformą) | 3 kg                    |
| Zakres prędkości              | 70-200 obr./min         |
| Wyświetlacz                   | LED                     |
| Zakres nastawy czasu          | 1 min - 19 godz. 59 min |

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Rodzaj pracy                     | praca ciągła/w określonym czasie |
| Wymiary (W x D x H) [mm]         | 270 x 330 x 110                  |
| Waga                             | 3,1 kg                           |
| Dopuszczalna temp. otoczenia     | 5-40°C                           |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 80%                              |
| Klasa bezpieczeństwa DIN EN60529 | IP21                             |

## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **SK180.1** uniwersalna platforma z regulowanymi 3 poprzeczkami; nr kat.: 18900025,
- **SK180.2** platforma do zamocowania uchwytów na kolby; nr kat.: 18900026,
- **SK180.3** platforma rolkowa z 3 poprzeczkami regulowanymi na wysokość; nr kat.: 18900038,
- **SK180.4** platforma płaska z matą antypoślizgową; nr kat.: 18900185,
- **SK180.5** duża platforma płaska z matą antypoślizgową; nr kat.: 18900200,
- poprzeczka do platformy **SK180.1**; nr kat.: 18900037,
- uchwyt na kolby 25 mL; nr kat.: 18900029,
- uchwyt na kolby 50 mL; nr kat.: 18900030,
- uchwyt na kolby 100 mL; nr kat.: 18900031,
- uchwyt na kolby 200/250 mL; nr kat.: 18900032,
- uchwyt na kolby 500 mL; nr kat.: 18900033.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
serwis@biogenet.pl