

PID: 036

UID:

Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 15:05



WYTRZĄSARKA ORBITALNA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM LCD SK-O330-PRO

OPIS OGÓLNY



Właściwości:

wytrząsarka orbitalna w kompaktowym wydaniu,
max. załadunek wraz z platformą 7,5 kg,
niezależny wyświetlacz LCD do jednoczesnego odczytu: prędkości i czasu,
szeroki wybór platform,
elektroniczny zegar kontroluje pracę ciągłą urządzenia lub czas pracy nastawiony w zakresie 1 min - 19 godz. 59 min,
bezszcotkowy silnik prądu stałego nie wymaga czyszczenia oraz cechuje się długą żywotnością.

Uwaga! Wytrząsarka zawiera platformę płaską antypoślizgową.

MODELE

- **SK-O330-Pro**; nr kat.: 8032220100

SPECYFIKACJA

MODEL	SK-O330-Pro
Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	30 W
Typ ruchu	orbitalny
Orbita	10
Max. obciążenie (z platformą)	7,5 kg
Zakres prędkości	100-500 obr./min
Wyświetlacz	LCD

Zakres nastawy czasu	1 min - 19 godz. 59 min
Rodzaj pracy	Ciągły/w określonym czasie
Wymiary (W x D x H) [mm]	370 x 420 x100
Waga	13,5 kg
Dopuszczalna temp. otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa bezpieczeństwa DIN EN60529	IP21
RS232 interface	TAK

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **SK330.1** uniwersalna platforma z regulowanymi 4 poprzeczkami; nr kat.: 18900027,
- **SK330.2** platforma do zamocowania uchwytów na kolby; nr kat.: 18900028,
- **SK330.3** platforma rolkowa z 3 poprzeczkami regulowanymi na wysokość; nr kat.: 18900040,
- **SK330.5** platforma płaska z matą antypoślizgową; nr kat.: 18900155,
- poprzeczka do platformy **SK330.1**; nr kat.: 18900036,
- uchwyt na kolby 25 mL; nr kat.: 18900029,
- uchwyt na kolby 50 mL; nr kat.: 18900030,
- uchwyt na kolby 100 mL; nr kat.: 18900031,
- uchwyt na kolby 200/250 mL; nr kat.: 18900032,
- uchwyt na kolby 500 mL; nr kat.: 18900033.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl