

PID: 703210000x

UID: 005-00

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2020 13:44

by **biogenet**

DLAB

DOZOWNIK BUTELKOWY DISPENSIMATE

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- wysoka odporność na chemikalia, elementy wykonane z PTFE, FEP, BSG, PP,
- autoklawowalny w temperaturze 121°C,
- dwa zakresy dozowania obejmujące pojemności od 0,5 mL do 50 mL,
- łatwy w czyszczeniu i konserwacji,
- opcjonalnie elastyczna rurka wylotowa z uchwytem bezpieczeństwa pozwala na szybkie i precyzyjne dozowanie,
- ciśnienie: max. 500 mbar, lepkość: max. 500 mm²/s, temperatura: max. 40°C, gęstość: max. 2,2 g/cm³,
- dostarczany z adapterami do różnych typów butelek: S40, GL32, GL38, GL25, GL28,
- łatwy w obsłudze,
- gładka konstrukcja tłoka zapewnia łatwe dozowanie,
- zatyczka zamykająca wylewkę chroni przed bezpośrednim kontaktem z reagentami, łatwa w nakładaniu i zdejmowaniu bez użycia rękawiczek,
- adaptory umożliwiają dostosowanie dozownika do standardowych butelek na reagenty.

Uwaga! Dostarczany bez butli

MODELE

- **DispensMate** o pojemności 0,5-5 mL; nr kat.: 7032100001

▪ **DispensMate** o pojemności 5,0-50 mL; nr kat.: 7032100004

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

Pojemność [mL]	Podziałka [mL]	A ≤ ±		CV ≤	
0,5-5	0,1	0,5 %	25 µL	0,1 %	5 µL
5,0-50	1,0	0,5 %	250 µL	0,1 %	50 µL

A = Dokładność; CV = współczynnik wariancji

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl