

PID: 7013100200

UID: 040-08-1-7013100200-0

Ostatnia aktualizacja: 30.10.2019 14:38



PIPETOR LEVO ME

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Pipetor **Levo ME** jest urządzeniem nowoczesnym, o ergonomicznym kształcie, obsługuje niemal wszystkie pipety szklane i plastikowe.

Właściwości:

- lekki i łatwy w obsłudze jedną ręką,
- odpowiedni dla większości pipet szklanych i plastikowych o zakresie objętości 0,1-100 mL,
- wymienny filtr hydrofobowy 0,45 μ m zapobiega nadmiernej aspiracji,
- pracuje stabilnie i niezawodnie,
- elegancki i nowoczesny wygląd.

MODELE

- **Levo ME**; nr kat.: 7013100200

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	Levo ME
Prędkość zasysania	ciągła
Prędkość dozowania	stała
Bateria	litowa
Żywotność baterii	powyżej 8 godz.
Czas ładowania [godz.]	2-3
Rodzaje pipet	szklane lub plastikowe pipety (0,1-100 mL), pipety Pasteura
Filtr	0,45 µm hydrofobowy

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl