

PID: 7017100001

UID: 040-08-1-7017100001-0

Ostatnia aktualizacja: 08.02.2019 13:20



BIURETA CYFROWA DTRITE



OPIS OGÓLNY

Biureta cyfrowa **dTrite** umożliwia dokładne, precyzyjne i wygodne miareczkowanie, jak również zapewnia bezpieczeństwo użytkownika podczas pracy.

Połączenie procesu miareczkowania z mieszaniem magnetycznym ułatwia operatorowi osiągnięcie satysfakcjonujących rezultatów podczas badań prowadzonych w dziedzinie chemii analitycznej, przemyśle spożywczym, analizie wody itp.

Właściwości:

wysokosprawny silnik zapewnia precyzyjne i dokładne miareczkowanie,
w pełni cyfrowa kontrola zadanych parametrów i procesu miareczkowania,
miareczkowanie uruchamiane za pomocą silnika zapewnia precyzyjne dozowanie,

-
- duży wyświetlacz LCD,
- dostarczany z adapterami do różnych typów butelek: S40, GL32, GL38, GL25, GL28,
- posiada interfejs umożliwiający przechowanie i eksport danych z przeprowadzonego doświadczenia.

Uwaga! Dostarczany bez butli

MODELE

- **dTrite**; nr kat.: 7017100001

CERTYFIKATY

CE, ISO 8655

SPECYFIKACJA

MODEL	dTrite
-------	---------------

Pojemność [mL]	0,01-99,99, tłok: max. 10
Dokładność [%]	R=0,2, CV=0,07
Prędkość dozowania	16 nastaw
Zakres temperatury [°C]	10-30
Zgodność z	DIN EN ISO 8655
Rodzaj kontroli	sterowanie zewnętrzne, łącznie z programem mieszania i miareczkowania

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl