

PID: 049

UID: 00-049

Ostatnia aktualizacja: 19.07.2017 13:17

by **biogenet**

DLAB

MIKROWIRÓWKI PALM

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- idealna do mikrofiltracji i odwirowań,
- łatwa w użyciu z funkcją start i stop,
- stała predkość 10000 obr./min. (D1008U),
- stała predkość 7000 obr./min. (D1008),
- stała predkość 5000 obr./min. (D1008E),
- wyposażona w rotory 2 mL x 8 i PCR8 x 2,
- cicha praca, poziom hałasu ≤ 45 dB,
- wymiana rotora bez użycia dodatkowych narzędzi,
- przyspieszenie i hamowanie w przeciągu kilku sekund,
- dostępna w czterech kolorach: zielony, niebieski, żółty, różowy.

Uwaga! Wirówki dostarczane z rotorami: A08-2 (8 x 1,5/2,0 mL) i A02-PCR8 (2 x 8 PCR)

MODELE

D1008U, niebieska pokrywa,

D1008U, zielona pokrywa,

D1008U, różowa pokrywa,

D1008U, żółta pokrywa,

D1008, niebieska pokrywa,

D1008, zielona pokrywa,

D1008, różowa pokrywa,

D1008, żółta pokrywa,

D1008E, niebieska pokrywa,

D1008E, zielona pokrywa,

D1008E, różowa pokrywa,

D1008E, żółta pokrywa.

SPECYFIKACJA

MODEL	D1008U	D1008	D1008E
Max prędkość	10000 obr./min.	7000 obr./min.	5000 obr./min.
Max przyspieszenie	5460 x g	2680 x g	1360 x g
Pojemność rotora	0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 mL x 8; 0,2 mL x 16 PCR stripy lub 0,2 mL x 2 PCR 8 stripy	0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 mL x 8; 0,2 mL x 16 PCR stripy lub 0,2 mL x 2 PCR 8 stripy	0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 mL x 8; 0,2 mL x 16 PCR stripy lub 0,2 mL x 2 PCR 8 stripy
Tryb pracy	ciągły	ciągły	ciągły
Silnik	bezszcotkowy	bezszcotkowy	bezszcotkowy
Zasilanie	220-240 V / 50 / 60 Hz	220-240 V / 50 / 60 Hz	220-240 V / 50 / 60 Hz
Poziom hałasu	≤45 dB	≤45 dB	≤45 dB
Wymiary (D x W x H) [mm]	160 x 170 x 122	160 x 170 x 122	160 x 170 x 122
Waga	0,5 kg	0,5 kg	0,5 kg

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- Rotor **A08-2**, materiał: wysokoodporny plastik, nr kat.: 19400015,
 - adapter **SA02P2**, pojemność od 2 do 0,2 mL, 8 szt./opk., nr kat.: 19200029,
 - adapter **SA05P2**, pojemność od 2 do 0,5 mL, 8 szt./opk., nr kat.: 19200026,
- Rotor **A02-PCR8**, materiał: wysokoodporny plastik, nr kat.: 19400017.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl