

PID: D1008

UID: 040-07-1-D1008 -0


Ostatnia aktualizacja: 26.02.2020 13:59

by **biogenet**

DLAB

MIKROWIRÓWKA PALM D1008

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

- idealna do mikrofiltracji i odwirowań,
- łatwa w użyciu z funkcją start i stop,
- stała prędkość 7000 obr./min,
- wyposażona w rotory 2 mL x 8 i PCR8 x 2,
- cicha praca, poziom hałasu ≤ 45 dB,
- wymiana rotora bez użycia dodatkowych narzędzi,
- przyspieszenie i hamowanie w przeciągu kilku sekund,
- dostępna z pokrywą w dwóch kolorach: zielony, niebieski.

Uwaga! Wirówki dostarczane z rotorami: A08-2 (8 x 1,5/2,0 mL) i A02-PCR8 (2 x 8 PCR)

MODELE

- **D1008**, niebieska pokrywa
- **D1008**, zielona pokrywa

CERTYFIKATY

CE

SPECYFIKACJA

MODEL	D1008
Max prędkość	7000 obr./min
Max przyspieszenie	2680 x g
Pojemność rotora	0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 mL x 8; 0,2 mL x 16 PCR lub 0,2 mL x 2 PCR 8
Tryb pracy	ciągła
Silnik	DC
Zasilanie	AC110-240 V; 50 / 60 Hz
Poziom hałasu	≤45 dB
Wymiary D x W x H [mm]	160 x 170 x 122
Waga	0,5 kg

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl