

PID: 056-02

UID:

Ostatnia aktualizacja: 09.03.2018 13:17



WIRÓWKA KLINICZNA DM0412S

OPIS OGÓLNY



Kliniczna wirówka **DM0412S** jest praktyczną wirówką przeznaczoną do stosowania z próbkami o małej pojemności. Wirówka jest dostarczana z rotorami kątowymi odpowiednimi dla próbek o pojemności 15 mL x 8 lub 10 mL / 7 mL / 5 mL x 12. Urządzenia znalazły szerokie zastosowanie w praktyce medycznej i weterynaryjnej do wirowania próbek krwi i moczu, analizach środowiskowych w klarowaniu próbek wody i gleby, a także w szkołach i innych placówkach edukacyjnych jako pomoc naukowa.

Właściwości:

zakres prędkości: max 4500 obr./min,
precyzyjna kontrola prędkości i czasu wirowania,
szybkie przyspieszanie i zmniejszanie prędkości,

- wirówka przeznaczona jest do próbek o pojemności 15 mL do hodowli komórek oraz próbek stosowanych w laboratorium klinicznym,
- pojemność rotora: 15 mL x 8 lub 10 mL / 7 mL / 5 mL x 12,
- wyświetlacz LED.

Uwaga! Wirówka dostarczana z rotorem A12-10P (pojemność: 8 x 15 mL; 12 x 10 mL / 5 mL / 7 mL)

MODELE

- **DM0412S**; nr kat.: 943283427777

SPECYFIKACJA

MODEL	DM0412S
Max. prędkość	300-4500 obr./min., skok co 100 obr./min.
Max. przyspieszenie	2490 x g, skok: ciągły
Dokładność	±20 obr./min.

Pojemność rotora	10 mL / 7 mL / 5 mL x 12; 15 mL x 8
Timer	1 s. - 99 min. - HOLD lub tryb pracy ciągłej
Silnik	bezobsługowy, bezszczotkowy
Wyświetlacz	LED
Zabezpieczenia	otwarcie pokrywy w czasie pracy, przekroczenie prędkości
Zasilanie	1 faza, 220-240 V, 50 / 60 Hz, 3A
Przyspieszanie / hamowanie	40 s ↑ / 50 s ↓
Wymiary (W x D x H) [mm]	255 x 245 x 140
Waga	6 kg
Dodatkowe właściwości	alarm dźwiękowy, wyświetlacz LED

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- rotor **A12-10P**, materiał: wysokoodporne tworzywo, nr kat.: 19200358,
 - adapter **A10P15**, 12 szt./opk., nr kat.: 1900027,
 - adapter **A10P15 plug**, 12 szt./opk., nr kat.: 1900027.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl