


PID: DM1424

UID: 040-07-1-DM1424 -0



Ostatnia aktualizacja: 01.02.2019 14:29



## WIRÓWKA HEMATOKRYTOWA DM1424



### INNE ZDJĘCIA



### OPIS OGÓLNY

Wirówka hematokrytowa **DM1424** z rotorem **AC24P** stosowana jest do oznaczenia frakcji erytrocytów we krwi, jak również do rozdziału komórek krwi i osocza.

Wirówka hematokrytowa **DM1424** z rotorem **A24-2P** stosowana jest do ekstrakcji DNA i RNA w próbkach 1,5/2 mL.

Właściwości:

- zakres prędkości: 200-14000 obr./min, max przeciążenie: 18620 x g,
- dwa rotory,
  - rotor przeznaczony do określenia wartości hematokrytu w 24 kapilarach jednocześnie
  - rotor do maksymalnie 24 próbek o pojemności 2 mL,
- precyzyjna kontrola prędkości i czasu wirowania,
- wyświetlacz LCD,
- bezszczotkowy silnik,
- krótkie wirowanie.

**Uwaga! Wirówka zawiera rotor AC24P (24 x kapilary hematokrytowe)**

### MODELE

- **DM1424**

## CERTYFIKATY

CE

## SPECYFIKACJA

MODEL	<b>DM1424</b>
Max. prędkość	200-14000 obr./min, skok co 10 obr./min
Max. przyspieszenie	18620 x g, przyrost: 10 x g
Dokładność	±30 obr./min
Pojemność rotora	rotor na probówki: 1,5/2 mL x 24 (14000 obr./min) rotor hematokrytowy: 24 kapilary (12000 obr./min)
Timer	30 sek. - 99 min - HOLD lub tryb pracy ciągłej
Silnik	bezobsługowy silnik bezszczotkowy
Zabezpieczenia	otwarcie pokrywy w czasie pracy, przekroczenie prędkości, autodiagnostyka pracy, automatyczna identyfikacja rotora
Zasilanie	1 faza, 220-240 V, 50/60 Hz, 5A
Przyspieszanie / hamowanie	20 s ↑ / 20 s ↓
Wymiary (L x W x H) [mm]	280 x 364 x 266
Waga	10 kg
Dodatkowe właściwości	przełącznik prędkości / przeciążenia, funkcja krótkiego wirowania, alarm dźwiękowy

- rotor **A24-2P (24 x 2/1,5 mL)**, materiał: wysokoodporne tworzywo, nr kat.: 194200013,
  - adapter **A02P2**, redukcja z 2,0 mL do 0,2 mL, 24 szt./opk., nr kat.: 19500001,
  - adapter **A05P2**, redukcja z 2,0 mL do 0,5 mL, 24 szt./opk., nr kat.: 19500002,
- rotor **AC24P (24 x kapilary hematokrytowe)**, materiał: wysokoodporne tworzywo, nr kat.: 19400023.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET  
ul. Parkingowa 1,  
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:  
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,  
[biogenet@biogenet.pl](mailto:biogenet@biogenet.pl)

SERWIS:  
tel. 22 463 80 47 do 49,  
[serwis@biogenet.pl](mailto:serwis@biogenet.pl)