

PID: 065-01

UID:

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019 09:54



TERMOMIKSER Z CHŁODZENIEM HCM100-PRO

OPIS OGÓLNY



Termomikser **HCM100-Pro** łączy ze sobą funkcję wytrząsania z możliwością kontroli temperatury usprawniając tym samym przeprowadzenie eksperymentu.

Właściwości:

dokładny system kontroli temperatury, zakres od poniżej 15°C poniżej temperatury otoczenia do ok. 100°C,
dokładność regulacji temperatury w zakresie 20-45°C wynosi $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$,
wydajność mieszania do 1500 obr./min (zależnie od bloku grzejnego),
dostępne różne typy bloków grzejnych.

MODELE

- **HCM100-Pro**; nr kat.: 521312207777

SPECYFIKACJA

MODEL	HCM100-Pro
Funkcje	grzanie, chłodzenie i wytrząsanie
Zakres temperatury	od 15°C poniżej temp. otoczenia do 100°C
Zakres regulacji temperatury	0,1°C/100
Dokładność regulacji temperatury w 20-45°C	$\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Rozkład temperatury w 20-45°C	Max. $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$
Maksymalna szybkość grzania	5,5°C/min
Maksymalna szybkość chłodzenia	2,5°C/min (100°C~temp. otoczenia) 0,5°C/min (poniżej temp. otoczenia)
Zakres prędkości	300-1500 obr./min

Amplituda wytrząsania	3 mm
Wyświetlacz	LCD
Ilość programów	6
Zasilanie	220-240 V, 50/60 Hz
Pobór mocy	200 W
Wymiary (W x D x H) (bez bloku) [mm]	200 x 235 x 120

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- blok grzejny dla 24 probówek o poj. 1,5 mL, Ø10,9 mm, głębokość dołka: 31 mm, nr kat.: 18900237,
- blok grzejny dla 8 probówek o poj. 15 mL, Ø16,5 mm, głębokość dołka: 95 mm nr kat.: 18900241,
- blok grzejny dla 4 probówek o poj. 50 mL, Ø28,7 mm, głębokość dołka: 75 mm nr kat.: 18900242.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl