

PID: 035-02

UID:

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019 13:31



WYTRZĄSARKA LINIOWA Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM LCD SK-L180-PRO



OPIS OGÓLNY

Właściwości:

wytrząsarka liniowa w kompaktowym wydaniu,
maksymalny załadunek wraz z platformą 2,5 kg,
niezależny wyświetlacz LCD do jednoczesnego odczytu: prędkości i czasu,
szeroki wybór platform,
elektroniczny zegar kontroluje pracę ciągłą urządzenia lub czas pracy nastawiony w zakresie 1 min. - 19 h 59 min.,
bezszczotkowy silnik prądu stałego nie wymaga czyszczenia oraz cechuje się długą żywotnością.

Uwaga! Wytrząsarka zawiera platformę płaską z matą antypoślizgową

MODELE

- **SK-L180-Pro**; nr kat: 8032110100

SPECYFIKACJA

MODEL	SK-L180-Pro
Napięcie	220-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	30 W
Typ ruchu	liniowy
Orbita	4
Maksymalne obciążenie (z platformą)	2,5 kg
Zakres prędkości	100-350 obr./min.
Wyświetlacz	LCD

Zakres nastawy czasu	1 min - 19 godz. 59 min
Rodzaj pracy	ciągły / nastawny
Wymiary (W x D x H) [mm]	300 x 340 x100
Waga	8,1 kg
Dopuszczalna temp. otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa bezpieczeństwa DIN EN60529	IP21
RS232 interface	TAK

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

- **SK180.1** uniwersalna platforma z regulowanymi 3 poprzeczkami; nr kat.: 18900025,
- poprzeczka do platformy **SK180.1**; nr kat.: 18900037,
- uchwyt na kolby 100 mL; nr kat.: 18900031,
- uchwyt na kolby 500 mL; nr kat.: 18900033.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl