

PID: 081

UID:

Ostatnia aktualizacja: 21.05.2020 23:39



KOŃCÓWKI MIESZAJĄCE ZE STALI NIERDZEWNEJ DO MIESZADEŁ MECHANICZNYCH

INNE ZDJĘCIA



OPIS OGÓLNY

Końcówki mieszające ze stali nierdzewnej do mieszadeł mechanicznych.

MODELE

- końcówka mieszająca **prosta**, długość pręta 40 cm, średnica elementu mieszającego 6 cm, stal nierdzewna, nr kat.: 18900072
- końcówka mieszająca **ostrzowa**, długość pręta 40 cm, średnica elementu mieszającego 6,8 cm, stal nierdzewna, nr kat.: 18900073

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl