

PID: 049-03

UID:

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019 13:31



MIKROWIRÓWKA PALM D1008U

OPIS OGÓLNY



Właściwości:

idealna do mikrofiltracji i odwirowań,
łatwa w użyciu z funkcją start i stop,
stała prędkość 10000 obr./min.,
wyposażona w rotory 2 mL x 8 i PCR8 x 2,
cicha praca, poziom hałasu ≤ 45 dB,
wymiana rotora bez użycia dodatkowych narzędzi,
przyspieszenie i hamowanie w przeciągu kilku sekund,
dostępna w kolorze niebieskim.

MODELE

- **D1008U**

SPECYFIKACJA

MODEL	D1008U
Max prędkość	10000 obr./min.
Max przeciążenie	5460 x g
Pojemność rotora	0,2 / 0,5 / 1,5 / 2,0 mL x 8; 0,2 mL x 16 PCR lub 0,2 mL x 2 PCR 8
Tryb pracy	ciągła
Silnik	DC
Zasilanie	AC110-240 V; 50 / 60 Hz

Poziom hałas [dB]	≤45 dB
Wymiary D x W x H [mm]	160 x 170 x 122
Waga	0,5 kg

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl