

PID: 031

UID:

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019 13:31



ROTATOR Z WYŚWIETLACZEM LCD MX-RL-PRO

OPIS OGÓLNY



Rotator zapewnia łagodne i efektywne mieszanie próbek biologicznych w mikroprobówkach o pojemności od 1,5 mL do 50 mL. Zastosowanie w badaniach immunoprecypitacyjnych, zapobiegania krzepnięcia krwi, testach lateksowych.

Właściwości:

cyfrowa regulacja prędkości i czasu pracy,
wyświetlacz LCD czasu,
zapewnia łagodne kołysanie próbek,
zakres prędkości: 10-70 obr./min,
szeroki wybór akcesoriów,

-
- praca ciągła lub czasowa.

Uwaga! Rotator zawiera uchwyt 16 x 50 mL (nr kat. 18900147)

MODELE

- **MX-RL-Pro**; nr kat.: 824222217777

SPECYFIKACJA

MODEL	MX-RL-Pro
Napięcie	200-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	40 W
Rodzaj silnika	bezszcotkowy
Kąt nachylenia	0-90°
Zakres prędkości	10-70 obr./min.

Wyświetlacz prędkości	LCD
Timer	TAK
Wyświetlacz czasu	LCD
Zakres ustawianego czasu	1-1199 min.
Tryb pracy	ciągły / czasowy
Wymiary (W x D x H) [mm]	510 x 220 x 260
Waga	8 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa ochrony wg DIN EN60529	IP21

AKCESORIA

- uchwyt na probówki 15 mL x 24, nr kat.: 18900143.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl