

PID: 042

UID:

Ostatnia aktualizacja: 13.06.2019 13:31



WYTRZĄSARKA KOŁYSKOWA 3D Z CYFROWYM WYŚWIETLACZEM LCD SK-D3309-PRO



OPIS OGÓLNY

Wytrząsarka 3D znalazła zastosowanie w szerokim zakresie, w tym barwienie i odbarwanie żeli, płynów, hybrydyzacja, badaniach immunoprecypitacyjnych itp.

Właściwości:

delikatne wytrząsanie 3D pod ustalonym kątem 9°,
ładowność do 5 kg,
zakres prędkości: 10-70 obr./min,
silnik bezszczotkowy,
przeznaczony do pracy ciągłej lub czasowej,

-
- wyświetlacz LCD,
- szeroki zakres platform wytrząsających w tym antypoślizgowych.

Uwaga! Wytrząsarka zawiera platformę płaską z matą antypoślizgową

MODELE

- **SK-D3309-Pro**; nr kat. 834220217777

SPECYFIKACJA

MODEL	SK-D3309-Pro
Napięcie	100-240 V
Częstotliwość	50/60 Hz
Moc	20 W
Typ silnika	DC
Typ ruchu	orbitalny

Kąt nachylenia	9°
Max. obciążenie (z platformą)	5 kg
Zakres prędkości	10-70 obr./min
Wyświetlacz czasu i prędkości	LCD
Timer	TAK
Zakres nastawy czasu	1 min. - 19 godz. 59 min
Tryb pracy	ciągły / w określonym czasie
Wymiary (W x D x H) [mm]	360 x 430 x 106
Waga	9 kg
Dopuszczalna temperatura otoczenia	5-40°C
Dopuszczalna wilgotność względna	80%
Klasa ochrona wg DIN EN60529	IP21

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE

Akcesoria

- **SK330.1** - uniwersalna platforma z regulowanymi 4 poprzeczkami, nr kat.: 18900027,
- **SK330.5** - platforma płaska z matą antypoślizgową, nr kat.: 18900155,
- poprzeczka do platformy platformy **SK330.1**, nr kat.: 18900036,
- uchwyt na kolby o poj. 100 mL, nr kat.: 18900031,
- uchwyt na kolby o poj. 500 mL, nr kat.: 18900033.

[Link do pliku źródłowego](#)



BIOGENET
ul. Parkingowa 1,
05-420 Józefów k./Otwocka

SPRZEDAŻ:
tel. 22 463 80 40 do 45, fax: 22 417 31 98,
biogenet@biogenet.pl

SERWIS:
tel. 22 463 80 47 do 49,
serwis@biogenet.pl